

HYPRED FORCE 7



African Swine Fever (ASF)

FREE ZONE

Pig &
Poultry
Farming

a base di gluteraldeide e sali quaternari d'ammonio

**Disinfettante ad ampio spettro, attivo sulla
PSA già all'1% in 30 minuti**

**Per allevamenti, attrezzature ed archi di
disinfezione**




HYPRED FORCE 7



VANTAGGI

- Disinfettante ad ampio spettro a base di glutaraldeide e composti di ammonio quaternario senza formalina.
- Un ampio spettro di attività contro batteri e virus per alloggi di allevamento di animali, veicoli trasporto animali e attrezzature per l'allevamento.
- Adatto per il thermal fogging



Disinfezione di Superfici/Attrezzature

Lavare e detergere le superfici/attrezzature da disinfettare. Preparare una diluizione di HYPRED FORCE 7:

- Battericida: 0.75% Virucida: 1%

Applicare a temperatura ambiente mediante sistema spray o schiumatura a bassa pressione su superfici, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto per animali.

- Tempo di contatto minimo: 30 minuti.
- Usare da ¼ l a 1 l di soluzione per m², in funzione della superficie.

Thermal Fogging:

Lavare e detergere le superfici/attrezzature da disinfettare e applicare il prodotto con termonebulizzatore (es: MISTER 3)

- Concentrazione: Battericida e virucida con 2,6 ml/m³.
- Tempo minimo di contatto: 4 ore
- Temperatura: ambiente
- Non va risciacquato.

EFFICACIA BATTERICIDA

EN1276 / 20°C / 5 min. / 0.4% / low soiling:

- *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN14349 / 10°C / 30 min. / 0,75% / low soiling:

- *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN1656 / 10°C / 30 min. / low soiling

- **0,4%:** *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
- **0,1%:** *Campylobacter jejuni*
- **0,2%:** *Ornithobacterium rhinotracheale*
- **0,4%:** *Salmonella enterica*

THERMAL FOGGING

NFT 72-281 / 4 hours / 10°C / 2,47 ml/m³

- *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EFFICACIA VIRUCIDA

EN14675 / low soiling:

- **0.1%, 20°C / 30 Min.:** Influenza A virus H1N1
- **0.5% / 4°C / 30 Min.:** Avian Influenza Virus
- **0.5% / 10°C / 30 Min.:** Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)
- **1% / 10°C / 5 Min.:** Avian Influenza Virus
- **1% / 10°C / 30 Min.:** African swine fever virus (ASF)

NFT 72180 / 30min. / 20°C

- **0,8%:** HCC's disease virus
- **0,5%:** Classical Swine Fever's disease virus, Newcastle disease virus, Myxomatose's disease virus
- **0,75%:** Foot-and-mouth disease virus
- **1%:** Talfan's disease virus

THERMAL FOGGING

NFT 72-281 / 2 hours / 20°C / 2,6 ml/m³

- Bovine Enterovirus type 1 (ECBO), Phage P001

TEST FUNGICIDI

EN14349 & EN1657 / 10°C / 30 min. / low soiling

- **0,5%** *Candida albicans*

Sostanze attive:

pH a 10 g/l:

Stoccaggio:

Shelf Life:

Glutaraldeide, Composti dell'ammonio quaternario (QAC)

6.5±1.5

Tenere nell'imballo originale. Tenere in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da fonti di calore e luce intensa.

12 mesi dalla data di produzione